

DIAQUICK COVID-19 AG CASSETTE

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Die neue Coronavirus Pneumonie, NCP (aus dem Englischen “new coronavirus pneumonia”) oder “COVID-19” wurde im Jahr 2019 durch den Fall einer viralen Pneumonie in Wuhan, China, entdeckt und am 12. Jänner von der World Health Organization benannt.
- Coronaviren sind umhüllte RNA-Viren, die bei Menschen, Säugetieren und Vögeln weit verbreitet sind und Atemwegs-, Darm-, Leber- und neurologische Erkrankungen verursachen.


DIAQUICK COVID-19 AG MERKMALE

- Immunchromatographischer In-vitro-Test
- Schneller, qualitativer Nachweis vom Nucleocapsid Protein Antigen von SARS-CoV-2
- Abstrich aus dem Nasen-Rachen-Raum

- **Schnelles Ergebnis nach 15 Minuten**
- **Einfaches, zeitsparendes Verfahren**
- **Hohe Sensitivität und Spezifität**



TESTDURCHFÜHRUNG UND INTERPRETATION



BESTELLINFORMATIONEN

REF	Name	Probenart	Tests/Kit
Z20401CE	DIAQUICK COVID-19 Ag Cassette	Abstrich	20